

# Mascherina batteriostatica



- Taglia unica
- Multiuso
- Lavabile a 60°
- Sanificabile
- Riutilizzabile più volte
- 92% nylon 8% elastan

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
970359.O CENTROCOT  
Testato per sostanze nocive.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)



- Mascherina realizzata senza parti rigide, in morbido tessuto reso batteriostatico grazie alla presenza di Q-SKIN By Fulgar®, una fibra di poliammide con ioni d'argento direttamente inseriti durante il processo di filatura.
- Trattamento antibatterico
- Il prodotto è tinto ad una temperatura di 95° C.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, sistema di controllo e certificazione di livello internazionale per le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti del settore tessile.

IDONEE ALL'UTILIZZO DELLA COLLETTIVITÀ COME DA ULTIME DIRETTIVE GOVERNATIVE  
ovverosia:

**Non è un dispositivo medico o un D.P.I. certificato.**

Le mascherine batteriostatiche sono indicate per limitare la fuoriuscita di goccioline di saliva durante le normali attività giornaliere, non hanno sistema filtrante e dunque non possono sostituire mascherine classificate in ambito sanitario come DPI. Come da disposizione del Ministero della Salute, se ne consente l'utilizzo a scopo precauzionale quando non si hanno specifiche necessità come in ambito medico pur sempre nel rispetto delle norme di sicurezza introdotte per l'emergenza COVID19.

*Fonte: nota del Ministero della Salute prot. 3572 del 18/03/2020 Art. 16*